

Памятка для пациентов по использованию функциональной кровати.

Вот некоторые преимущества использования функциональной кровати:

1. Возможность регулировать высоту кровати.
2. Отсутствие необходимости наклоняться к больному при уходе.
3. Возможность поднимать головную или ножную часть кровати.
4. Боковые защитные решётки, которые не позволяют больному упасть.

Пульт управления кровати:

1. Используя пульт управления кровати, пациент может управлять основными функциями кровати.
2. В качестве опции, функции могут быть заблокированы или также могут быть активированы повторно.
3. Отдельные кнопки определены соответствующими символами.
4. Пульт управления может размещаться на кровати посредством гибкого крючка.
5. Спиральный кабель обеспечивает достаточную гибкость и свободу движений.

